

MANTO CALEFACTOR DE 50ML. – MOD. E-50 – BELLTRONIC



Equipo de laboratorio, que se usa para suministrar una temperatura estable de forma uniforme y segura a diversos recipientes cuya base sea redondeada.

Ventajas

- Calentador con forma de semiesfera de alta eficiencia.
- Material externo en acero laminado en frío con recubrimiento para polvo anti-bacterias.
- Fibra de vidrio libre de álcalis con buen rendimiento de aislamiento.
- Resistente a altas temperaturas.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad: 50ml
- Temperatura máxima de uso: 380 °C
- Tiempo de trabajo: Continuo
- Consumo: 100W
- Fuente de alimentación: AC110V $\pm$ 10%, 50/60Hz
- Peso neto: 1,5 Kg.
- Peso bruto: 1,6 Kg.