

MANTO CALEFACTOR DE 100ML. – MOD. E-100 – BELLTRONIC



Equipo de laboratorio, que se usa para suministrar una temperatura estable de forma uniforme y segura a diversos recipientes cuya base sea redondeada.

Ventajas

- Calentador con forma de semiesfera de alta eficiencia.
- Material externo en acero laminado en frío con recubrimiento para polvo anti-bacterias.
- Fibra de vidrio libre de álcalis con buen rendimiento de aislamiento.
- Resistente a altas temperaturas.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad: 100ml
- Temperatura máxima de uso: 380 °C
- Tiempo de trabajo: Continuo
- Consumo: 100W
- Fuente de alimentación: AC110V ± 10%, 50/60Hz
- Tamaño interno (mm): Ø70 x 40
- Tamaño externo (mm): 200 x 215 x 150
- Tamaño de embalaje (mm): 210 x 225 x 170
- Peso neto: 1,7 Kg.
- Peso bruto: 1,8 Kg.