

MANTO CALEFACTOR DE 2000ML. – MOD. E-2000 – BELLTRONIC



Equipo de laboratorio, que se usa para suministrar una temperatura estable de forma uniforme y segura a diversos recipientes cuya base sea redondeada.

Ventajas

- Calentador con forma de semiesfera de alta eficiencia.
- Material externo en acero laminado en frío con recubrimiento para polvo anti-bacterias.
- Fibra de vidrio libre de álcalis con buen rendimiento de aislamiento.
- Resistente a altas temperaturas.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad: 2000ml
- Temperatura máxima de uso: 380 °C
- Tiempo de trabajo: Continuo
- Consumo: 400W
- Fuente de alimentación: AC110V ± 10%, 50/60Hz
- Tamaño interno (mm): Ø180 x 80
- Tamaño externo (mm): 285 x 300 x 200
- Tamaño de embalaje (mm): 300 x 310 x 210
- Peso neto: 4 Kg.
- Peso bruto: 5 Kg.