

MANTO CALEFACTOR 100ML. – KSL INSTRUMENTS



Manto Calefactor Controlled

Un manto calefactor ayuda a calentar o templar diferentes muestras o sustancias químicas. Existen para diferentes medidas de matraces.

Manta calefactora con temperatura regulada. Tiene control de temperatura uniforme y protege en caso de sobrecalentamiento. Se calienta a temperatura máxima en corto tiempo.

Descripción Técnica

- Capacidad: 100ml.
- Controlador: Análogo
- Modo de calefacción: Conducción de calor en la superficie
- Elemento calefactor: Alambre de Nichrome
- Fuente de Poder: AC 110/220 V, 50/60 Hz
- Rango de Temperatura: 0 - 380°C
- Potencia: 100W
- Tiempo de trabajo: Continuo
- Tamaño exterior: Ø 220 x 165 mm.
- Tamaño empaque: 230 x 230 x 195 mm.
- Peso Neto: 2.5 Kg.
- Peso Bruto: 2.8 Kg.

