

## MANTO CALEFACTOR 100ML. – KSL INSTRUMENTS



### Manto Calefactor Controlled

Un manto calefactor ayuda a calentar o templar diferentes muestras o sustancias químicas. Existen para diferentes medidas de matraces

### Descripción Técnica

- Capacidad: 100ml.
- Controlador: Análogo
- Modo de calefacción: Conducción de calor en la superficie
- Elemento calefactor: Alambre de Nichrome
- Temperatura máxima: 450°C
- Potencia: 80W
- Tamaño exterior: Ø 220 x 165 mm
- Tamaño empaque: 230 x 230 x 195 mm
- Peso Neto: 2.5 Kg
- Peso Bruto: 2.8 Kg
- Marca: KSL Instruments