

MANTO CALEFACTOR 1000ML. – KSL INSTRUMENTS



Manto Calefactor Controlled

Un manto calefactor ayuda a calentar o templar diferentes muestras o sustancias químicas. Existen para diferentes medidas de matraces.

Tiene control de temperatura uniforme y protege en caso de sobrecalentamiento. Se calienta a temperatura máxima en corto tiempo.

Descripción Técnica

- Capacidad: 1000ml.
- Controlador: Análogo
- Modo de calefacción: Conducción de calor en la superficie
- Elemento calefactor: Alambre de Nichrome
- Fuente de Poder: AC 110/220 V, 50/60 Hz
- Temperatura: 450°C
- Potencia: 350W
- Tiempo de trabajo: Continuo
- Tamaño exterior: Ø 280 x 220 mm.
- Tamaño empaque: 290 x 290 x 300 mm.
- Peso Neto: 5.5 Kg.
- Peso Bruto: 6 Kg.

