

MICROPIPETA MECÁNICA 5 - 50 UL – DLAB



- Diseño ligero y ergonómico, de fácil lectura.
- Preciso rango de medición, ya que cumplen con la norma EN / calibración estándar ISO 8655.
- Se sugiere la calibración periódica, para garantizar su exactitud.
- Resistencia a altas temperaturas.

Descripción Técnica

Rango de volumen	Precisión	Volumen de prueba	Error de exactitud		Error de precisión	
5 - 50 μ L	0.5 μ L	50	0.60%	0.3 μ L	0.30%	0.15 μ L
		25	0.90%	0.225 μ L	0.60%	0.15 μ L
		5	2.00%	0.1 μ L	2.00%	0.1 μ L

- Modelo: 711111060000
- Marca: DGL – China

