

**MICROPIPETA MECÁNICA 100 - 1000 UL – DLAB**



- Diseño ligero y ergonómico, de fácil lectura.
- Preciso rango de medición, ya que cumplen con la norma EN / calibración estándar ISO 8655.
- Se sugiere la calibración periódica, para garantizar su exactitud.
- Resistencia a altas temperaturas.

**Descripción Técnica**

Rango de volumen	Precisión	Volumen de prueba	Error de exactitud		Error de precisión	
100 - 1000 $\mu$ L	5 $\mu$ L	1000	0.60%	6 $\mu$ L	0.20%	2 $\mu$ L
		500	0.70%	3.5 $\mu$ L	0.25%	1.25 $\mu$ L
		100	2.00%	2 $\mu$ L	0.70%	0.7 $\mu$ L

- Modelo: 711111140000
- Marca: DGL – China

