

MICROSCOPIO MONOCULAR ESTUDIANTE – MOD. N-10 – BOECO



- Cabezal: Cabezal Monocular, inclinado a 45°. Rotativo, triple
- Oculares: Par de oculares gran campo WF 10/18 mm Widefield
- Objetivos: Objetivos acromáticos DIN. 4x/0.10, lüx/0.25, 40x/0.65, retráctil
- Platina: Platina mecánica desmontable 110 x 120 mm.
- Rango de movimiento: 60 x 30 mm
- Enfoque: Sistema de enfoque fino y grueso coaxial, rango 10 mm
- Condensador: Condensador Abbe Brightfield, N.A. 1,25, con filtro azul y diafragma de Iris regulable verticalmente.
- Iluminación: Lámpara incandescente 110V o 220V/20W. Brillo ajustable
- Incluye: Espejo reflectante, Cubierta antipolvo
- Energía: Salida DC 7,5V
- Dimensiones: 180 x 130 x 340 mm
- Peso neto: 2 kg.
- Empaque: Empaque de espuma de poliestireno en un cartón
- Peso bruto: 3.3 kg.