

**MICROSCOPIO BIOLÓGICO MONOCULAR 3 OBJETIVOS
MOD. XSZ-116NL – REVEL INSTRUMENTS**



- Objetivo acromático: 4X/10X/40X
- Ocular: Amplia ocular campo WF10X. (WF16X opcional)
- Cabeza de Visualización: Monocular cabezal inclinado en 30°
- Platina: Platina plana con clips vinculados. Tamaño: 90 x 90mm.
- Condensador: Condensador con el disco del diafragma NA0.65
- Enfoque: Ajuste de Enfoque Macro
- Energía: Espejo reflectante
- Dimensiones: 390 x 310 x 640mm.
- Peso Neto: 5,8 Kg.
- Peso Bruto: 6,4 Kg.

