

MICROSCOPIO MONOCULAR ACROMÁTICO – MOD. BM117 – BOECO



- Cabezal: Cabezal Monocular, inclinado a 30°. Rotativo 360 °
- Oculares: Par de oculares gran campo WF 10/18 mm Widefield
- Objetivos: Objetivos acromáticos DIN. 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (S), 100x/1.25, Oil, (S)
- Platina: Platina mecánica Doble Capa 132 x 142 mm.
- Rango de movimiento: 75 x 40 mm
- Enfoque: Sistema de enfoque fino y grueso coaxial, rango 24 mm. División fina 0,004 mm.
- Condensador: Condensador Abbe Brightfield, N.A. 1,2, con filtro y diafragma de Iris
- Iluminación: 3W LED. Intensidad de la luz ajustable.
- Incluye: Cubierta antipolvo, filtro azul+verde.
- Dimensiones: 170 x 310 x 355mm
- Empaque: Empaque de espuma de poliestireno en un cartón