

MOSTÍMETRO PARA CHILE – ALLA



IndusLab[®]

Mostímetro para una determinación rápida de la densidad o cantidad de azúcar que contiene su mosto o fruta fermentada. Con Certificado de Conformidad
En estuche de plástico

Especificaciones

- Mostímetro de vidrio de 2 escalas: 0.980 - 1.130 g/ml
- División: 0.001 g/ml
- Precisión: ± 0.001 g/ml
- División: 0.5 % vol
- Precisión: ± 0.5 % vol
- Temperatura de Calibración: 20°C
- Largo: 320 mm
- Marca: Alla - France