

MUFLA 7 LITROS CON DISPLAY DIGITAL – FAITHFUL



Equipo especialmente fabricado para la industria química y física. Fabricada especialmente para un rendimiento óptimo con materiales de primera calidad. Diseño de puerta especial y seguro contra la salida de las altas temperaturas. Microprocesador y PID permite control de temperatura. Regulación programable. Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento, para evitar accidentes. La fibra de cerámica actúa como aislamiento termal, dejando el exterior y superficie de menor temperatura.

Descripción Técnica

- Temperatura máxima: 1200°C
- Dimensión interior de la cámara: 200 x 300 x 120mm.
- Capacidad: 7 Litros
- Energía: 220V/50Hz
- Potencia: 5 KW
- Modelo: SX3-5-12
- Marca: Faithful - China