

OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO – MOD. C53 – CHOICEMMED



Diseñado especialmente para uso Pediátrico.

Equipo para medir la saturación del oxígeno en la sangre y las pulsaciones del corazón a través del dedo. SpO2 y Pulso pueden mostrarse correctamente en condiciones de perfusión baja.

Usos en la Casa, Hospital, Clínicas, Cirugías, Cuidados Intensivos, Rehabilitación deportiva, odontología, antes o después de realizar Deporte.

Características

- Fácil acceso y funcionalidad.
- Fácil funcionamiento con solo un botón.
- Pequeño y Liviano.
- Gran sensibilidad y exactitud.
- Display de SpO2, PR, Barra de Pulso y Onda de Pletismografía.
- 6 Modos de Pantalla.
- "Pantalla OLED DE 1.17"
- Apagado automático, de no ser utilizado.
- Bajo consumo de batería.
- Indicador de batería baja.
- 2 Pilas AAA Incluidas.
- Brillo ajustable.
- Certificación CE.

Especificaciones

- Rango de medición SpO₂: 70 - 99%
- Rango de medición PR: 30 - 245 BPM
- Modelo de monitorización: Gráfico de barras.
- Consumo Energético: menos de 25 mA
- Resolución: Saturación: $\pm 1\%$; pulso ± 1 BPM
- Precisión Medición: Saturación: 70% - 99% $\pm 3\%$; 0 - 69% la precisión no está definida.
- Pulso: 30 - 99 bpm ± 2 bpm; 100 - 235 $\pm 2\%$

Incluye

- Color: Verde con Gris
- Accesorios: Estuche
Protector de Silicona
2 Pilas AAA



Display en 4 direcciones



Bajo consumo de energía
Indicador de batería baja

