

**PLACA CALEFACTORA DIGITAL  
40 X 60 CM SUPERFICIE ALUMINIO  
MOD. SH-9C – BIOBASE**



Placa calefactora con superficie de aluminio, calienta rápidamente y de manera uniforme. Especial para trabajos pesados en ataques químicos y ambientes ácidos. Display de temperatura digital y programador de temperatura digital.

**Especificaciones**

- Dimensión placa: 40 x 60 x 18cm
- Dimensión empaque: 47 x 65 x 22cm
- Carga de la placa: 40Kg
- Material superficie: Aluminio
- Poder Calorífico: 3000 W
- Display Temperatura: LED digital
- Programador Temperatura: LED digital
- Temperatura Máxima: 350°C
- Peso neto: 12 kg
- Peso bruto: 14 kg
- Voltaje: 220V/50Hz

