

## REFRACTÓMETRO PARA ORINA 1000 - 1040 – VISUAL WISC



Este refractómetro de mano es un aparato que determina con rapidez y precisión la densidad (el peso específico) de la orina, el contenido de proteínas en el suero y el índice de refracción. Por ello este refractómetro de mano es la herramienta ideal para el uso veterinario in situ, así como para el uso en laboratorios de medicina humana.

Simplemente coloque unas gotas de la muestra en el prisma, cierre la tapa, apunte el refractómetro a una fuente de luz y realice la lectura.



### Descripción Técnica

- Rango de medición: 1000 - 1040
- Precisión:  $\pm 0.001$
- Dimensiones: 185 x 59 x 45 mm
- Peso: 35gr.
- Modelo: 950.100-SG
- Marca: Visual Wisc
- Origen: China

