

TALLÍMETRO MECÁNICO PARA PARED
CM/INCH RANGO DE MEDICIÓN: 3,5-230 CM DIVISIÓN: 1MM
MOD. 216 – SECA – ALEMANIA



Tallímetro mecánico para niños y adultos,
escala intercambiable para elección flexible
del alcance de medición.

El tallímetro seca 216 dispone de una escala recambiable, con un alcance de medición de 3.5 a 230 centímetros, que puede insertarse flexiblemente en un perfil de material plástico de 138 centímetros de longitud. La varilla de medición se monta en la pared a la altura deseada. El usuario elige el alcance de medición indicado en el perfil, por lo cual el tallímetro seca 216 es apropiado para medir la talla tanto de adultos como de niños.

El resultado ya se comprueba fácilmente durante el procedimiento de medición, a través de una ventana que permite una lectura sin esfuerzo, colocada al costado de la varilla de medición flexible. El dispositivo de bloqueo situado en el tope de la cabeza permite comprobar el resultado exacto incluso después de la medición. Una ventaja más: el tallímetro seca 216 es ideal para el uso internacional, puesto que la escala viene impresa de ambos lados. Se puede insertar de una u otra manera en el perfil plástico, para que el resultado se lea ya sea en centímetros o bien en centímetros/pulgadas.

Datos Técnicos

- Rango de medición en cm: 3,5 - 230 cm.
- Rango de medición en inch: 1.4 - 90"
- División: 1 mm / 1/16"
- Dimensiones (A x A x P): 120 x 1500 x 217 mm (4.7 x 59.1 x 8.5")
- Peso neto: 1.7 kg / 3.7 lbs
- Funciones: Montaje en la pared
- CE: CE0123



El alcance de medición puede ajustarse individualmente, para medir la talla de niños o de adultos.



El resultado se fija con el tornillo de bloqueo.

