


TORSO PARA ENTRENAMIENTO RCP – PRESTAN
Monitoreo de Compresiones • Bolsa Pulmonar
Incluye bolso de transporte



El Torso Adulto para entrenamiento de RCP es realista a la vista y el tacto. Ultra liviano. Los maniqués profesionales Prestan están equipados con un revolucionario monitor de frecuencia de RCP que permite una retroalimentación instantánea tanto para el instructor como para el alumno con respecto a la frecuencia de las compresiones torácicas.

La retroalimentación visual del Monitor de frecuencia de RCP brinda a los estudiantes una sensación de la vida real de administrar 100-120 compresiones por minuto.

- Dimensiones Alto 28 x Ancho 34 x Largo 48 cm.
- Peso: 1.4 kg aprox.



BLUE Monitoreo Compresiones RCP

Los maniqués profesionales Prestan ahora están equipados con un monitor de compresiones RCP Blue mejorado.

El monitor Blue proporciona la misma gran retroalimentación, pero una característica adicional ahora advierte si se excede el límite superior de compresión 120 (como se recomienda en las directrices de la AHA de 2015).

Nueva característica: la luz amarilla parpadeante señala LENTAMENTE HACIA ABAJO cuando las compresiones exceden 120 por minuto.

Los monitores de frecuencia de RCP azules están preinstalados en todos los nuevos maniqués supervisados profesionales. La retroalimentación de velocidad y profundidad se basa en las recomendaciones de las Directrices de la AHA de 2015.

Los monitores azules se pueden comprar por separado para actualizar fácilmente sus maniqués profesionales Prestan existentes, incluso si no tenían monitor cuando se compraron.

