

CAMILLA DE EXAMEN ESMALTADA



- Estructura en acero tubular de 1 ¼" x 2mm de espesor.
- Esmaltada color gris.
- Regatón plásticos antideslizantes en sus cuatro patas.
- Cubierta acolchada espuma densidad 21.
- Tapizada en Tevinil lavable, material sintético impermeable, fácil de desinfectar, limpiar o lavar.
- Cabezal móvil, esto permite entregar una cómoda postura a los pacientes a la hora de realizar una amplia gama de procedimientos.
- Tubo porta sabanilla
- Medidas: Alto: 80 cm
 Ancho: 60 cm
 Largo: 1.80 cm
- Peso: 25 Kg.
- Resistencia: 200 Kg.
- Fabricación nacional.



* Opcional color tapiz (consultar por stock y valores): Azul, verde pistacho, beige, naranja, amarillo, morado y celeste.