

CARRO DE PARO CARDIACO – NACIONAL



- Estructura en acero esmaltado y cubiertas en acero inoxidable (bandeja inferior y superior).
- Tres cajones sin llave.
- Un canasto.
- Porta suero de 2 ganchos.
- Cuatro ruedas giratorias de 2".
- Asa de transporte.
- Soporte para tubo de oxígeno (no incluye el tubo de oxígeno).
- Medidas Carro: Alto: 108cm.
 Ancho: 58cm.
 Profundidad: 50cm.
- Medidas Cajones: Alto: 5,5cm.
 Ancho: 40cm.
 Profundidad: 29cm.
- Peso: 21 Kg. aprox.