

ESCABEL 2 PELDAÑOS



El Escabel de 2 peldaños es compatible con cualquier tipo de camilla, es un accesorio indispensable para facilitar a los pacientes el acceso a una camilla de examen o similar, en especial a aquellos pacientes con dificultad para moverse. Está diseñado con materiales de alta calidad para proporcionar seguridad y estabilidad a los pacientes que lo utilicen.

- Estructura fabricada con tubo de acero de 7/8.
- Esmaltado con pintura en polvo epoxi.
- Dos peldaños confeccionados con OSB forrados en goma anti deslizante y regatones en sus patas.
- Color gris – negro.
- Peldaño de 40 cm. x 23 cm.
- Medidas Alto : 44 cm.
 Ancho : 40 cm.
 Largo : 47 cm.
- Peso: 6 Kg.
- Fabricación Nacional.