

MESA MAYO
MESA QUIRÚRGICA DE ALTURA REGULABLE CON RUEDAS



- Estructura de acero esmaltado y pintura electroestática. La pintura electroestática entrega una superficie fácil de limpiar y que aumenta la vida útil de la mesa mayo.
- Bandeja de acero inoxidable de 32 x 53 cm.
- Soporte bandeja en acero cromado.
- Regulable en altura.
- Cuatro ruedas de doble giro de 2" las que en conjunto con su base tipo H permiten transitar de forma segura y estable.
- Peso: 6 Kg. aprox.

