

SILLA DE RUEDAS



Silla de ruedas plegable con ruedas traseras macizas que garantizan su usabilidad en todo tipo de terreno. Es el modelo más requerido por clínicas, hospitales y para el hogar. Respaldo de tela y asiento en tela respirable y lavable. Sus piernas son desmontables al igual que las manillas de empuje del respaldo, de tal forma de reducir al máximo su tamaño para transportarla en vehículo fácilmente. Estructura de acero cromada muy sólida para muchos años de uso en buenas condiciones.

Características

- Apoya Brazos acolchado y fijo de 33 cm.
- Modelo plegable.
- Protectores laterales de Acero Inoxidable en asiento contra la suciedad que levantan las ruedas.
- Ruedas delanteras de PVC y traseras macizas.
- Aros de acero cromado para autopropulsión.
- Sistema de frenos bilaterales de palanca en ambas ruedas.
- Pedal trasero para ejercer palanca y levantar ruedas delanteras ante obstáculos.
- Ruedas traseras de 24 pulgadas.
- Ruedas delanteras de 8 pulgadas con horquilla de aluminio multidireccionales.

- Peso máximo usuario: 120 Kg.
- Bastones de empuje con manillas ergonómicas acolchadas en PVC.
- Tela respaldo y asiento de Vinilo, lavable y muy resistente al uso.
- Reposapiés con base de aluminio, ajustable en altura.
- Ruedas traseras aro 24 de Poliuretano alta densidad.
- 28 rayos de aluminio de alta resistencia.
- Aros de propulsión de acero cromado a 1 cm de la rueda.

Especificaciones

- Talla del asiento: 46 cm.
- Profundidad del asiento: 40 cm.
- Ancho total máximo: 63 cm.
- Ancho total plegado: 24 cm.
- Altura del asiento al suelo: 46 cm.
- Altura respaldo desde el asiento: 43 cm.
- Altura total de la silla: 89 cm.
- Altura asiento reposabrazos: 30 cm.
- Incluye set de 2 herramientas: llave Allen y llave universal.
- Peso de la Silla: 19 Kg.



IndusLab®