


TABLA PLÁSTICA ESPINAL CON CORREA TIPO ARAÑA ADULTO

Características

- Tabla diseñada para el transporte de heridos.
- Su construcción permite 100% de transparencia en Rayos X (se puede utilizar con el inmovilizador de cabeza).
- Confeccionada con material ABS de alta resistencia, duradero, antienviejecimiento y fácil de almacenar.
- Su uso es óptimo para rescate en agua.
- Soporta hasta 180 Kg.
- Cuenta con sujetadores en cada lado para postura de correas tipo araña e inmovilizador de cabeza. Incluye 3 correas tipo cinturón. Además, estos sujetadores son biselados lo que permite levantar la tabla del suelo incluso utilizando guantes de rescate gruesos.
- Fácil de limpiar y desinfectar, resistente al agua.
- Incluye correa tipo araña (pulpo).
- Dimensiones Alto: 184 cm.
Ancho: 45 cm.
Largo: 7 cm.
- Peso Conjunto: 8 Kg. aprox.



Correa Araña o Pulpo – 10 puntas

- La correa tipo araña está diseñada para pacientes adultos.
- Está confeccionada en material de polipropileno de alta resistencia.
- Correa pulpo con sistema de velcro para facilitar la sujeción a la tabla espinal, entrega una mayor seguridad al momento de trasladar un paciente.
- Las correas vienen codificadas por color y son ajustables.