

AGITADOR MAGNÉTICO MÚLTIPLE – MOD. MS-M-S10 – SCIOLOGEX



El agitador magnético multi-posición proporciona condiciones de muestra uniformes en las 10 posiciones para volúmenes de hasta 400 ml. El agitador cuenta con un motor sin escobillas confiable de larga duración, superficie de agitador de acero inoxidable y una alfombrilla de silicona antideslizante resistente a los químicos y fácil de limpiar. Adecuado para aplicaciones en las más diversas modalidades de agitación magnética en forma múltiple. Un control de velocidad electrónico permite mantener la velocidad constante durante los cambios de carga.

- Cuerpo metálico resistente a la corrosión
- Plataforma de acero inoxidable con film protector de silicona
- Distancia entre posición de 90 mm
- Motor de inducción de bajo consumo
- Velocidad de agitación regulable de 0 hasta 1100 rpm
- Capacidad de 10 lugares de agitación
- Puede trabajar en ambientes levemente corrosivos
- Luz piloto indicadora de funcionamiento y panel frontal
- Manual de operación
- Alimentación eléctrica 220 V
- ISO 9001

Especificaciones

- Fuente de alimentación: 200V, 50/60Hz
- Consumo: 20W
- Capacidad de lugares de agitación: 10
- Max. cantidad de agitación de una sola posición: 0,4 L (400ml en cada posición)
- Max. cantidad agitada: 4L
- Distancia entre posiciones: 90 mm
- Barra magnética máx.: 40 mm
- Rango de velocidad regulable: 0 – 1100 rpm
- Display: análogo
- Dimensión de la placa: 180 x 450 mm
- Dimensiones: 182 x 552 x 65 mm
- Peso: 3.2 Kg
- Temperatura ambiente admisible: 5 - 40°C
- Humedad relativa permitido: 80% RH
- Clase de protección según DIN EN60529: IP42

