

AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL CON CALEFACCIÓN – KSL



El agitador magnético de la serie MS400 es un instrumento que se utiliza para revolver los líquidos no-viscosos. El agitador utiliza un motor eléctrico que hace girar el imán permanentemente, sus velocidades parten de 0 a 1250 rpm. Tiene un diseño ligero.

Descripción Técnica

- Capacidad: 2000 ml.
- Rango de velocidad: 0 – 1250 rpm
- Rango de temperatura: Hasta 300°C.
- Precisión de control de T°: $\leq 100^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- Rango de tiempo: 0 - 99 minutos
- Placa: Acero Inoxidable
- Medida plato: 135 x 135 mm.
- Dimensión total: 230 x 180 x 120 mm.
- Potencia: 220V/50 Hz, 110V/60 Hz.
- Modelo: MS400
- Marca: KSL - Instruments