

AGITADOR MAGNÉTICO ANÁLOGO CON CALEFACCIÓN 5 LTS. – MOD. SH-3 – FAITHFUL



Este agitador de placa calefactora de laboratorio viene con una barra agitadora recubierta de teflón y un soporte ajustable que se extiende sobre la superficie de la placa calefactora.

Adecuado para la industria, la agricultura, la medicina y la salud, las instituciones de investigación científica, los colegios y universidades, el calentamiento de mezcla de líquidos de laboratorio.

- Gran área de calentamiento, calentamiento rápido, uniformidad a alta temperatura y control preciso.
- Equipado con soporte de acero inoxidable, se puede ajustar libremente y la tuerca de fijación no se deslizará.

Función de agitación y calentamiento

- Tiene dos perillas, una se usa para calentar y la otra se usa para ajustar la velocidad de agitación.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad: 1000ml
- Altura con soporte de pie: 320 mm aprox.
- Potencia de calentamiento: 500W
- Potencia de motor eléctrico: 20W
- Temperatura máxima: 380°C
- Velocidad de agitación: 0 – 1600 rpm
- Dimensiones placa: 170 x 170 mm
- Dimensiones totales: 250 x 175 x 120 mm
- Alimentación: 220V/50Hz
- Peso Neto: 2.5 Kg
- Peso Bruto: 2.5 Kg

