

**AGITADOR ORBITAL DE MOVIMIENTO OSCILANTE PARA TUBOS VACUTAINER Y OTROS –
BOECO**



Agitador Orbital Minishaker Modelo 3D, con movimiento oscilante para tubo vacutainer y tubos de 13 x 75 mm. Posee un movimiento oscilante tipo girasol, con velocidad variable y ángulo de mezclado constante. Plataforma TP-26 de goma antideslizante con soporte para tubos de 13 x 75mm. y otros.

Descripción Técnica

- Clase de movimiento: Orbital tridimensional
- Ángulo: 7°
- Velocidad: 10 a 30 rpm
- Plataforma: 200 x 200 mm.
- Dimensión total: 100 x 85 x 150 mm.
- Carga máxima: 500 gr.
- Peso: 1 Kg.
- Potencia: 12 V. 300mA (adaptador de alimentación externa)
- Energía: 220V / 50Hz
- Modelo: BOE805800
- Marca: Boeco - Alemania