

AGITADOR DE TUBOS VORTEX – MOD. MX-S – SCIOGEX



Mezclador de vórtice compacto y estable, lo que significa que solo requieren una pequeña cantidad de espacio de laboratorio. Este equipo es un excelente auxilio para mezclar con fuerza y constancia las muestras contenidas en tubos de ensayo o frascos pequeños. Además, su tamaño pequeño lo hace portátil para una mayor comodidad.

- Control electrónico de velocidad para garantizar que se mantenga la misma velocidad en todo momento, incluso durante los cambios de carga.
- Tiene un diámetro orbital de 4 mm, lo que proporciona un vórtice de mezcla eficaz y eficiente dentro de la muestra.
- Cuerpo de ABS rígido resistente esmaltado en epóxico electrostático y base de aluminio
- Pies de apoyo de goma tipo ventosa
- Agitación en régimen continuo o por torque
- Motor silencioso y de bajo consumo
- Manual de operación
- ISO 9001

Especificaciones

- Control: análogo
- Velocidad Variable: 100 – 2500 rpm
- Movimiento: orbital
- Amplitud: 4mm
- Condiciones ambientales: 5 - 40°C, 80% HR
- Energía: 60
- Plataforma redonda: 99 mm diámetro para frascos pequeños
- Copa de goma estándar para tubos hasta 30 mm de diámetro
- Dimensiones: 180 x 150 x 150 mm
- Peso bruto: 3 Kg
- Alimentación eléctrica: 220 volts 60Hz

