

AGITADOR VORTEX MODELO MIXER V1, VELOCIDAD VARIABLE – BOECO



Vortex plus V1 mezclador con control de velocidad variable. El funcionamiento continuo, así como con arranque automático, activa pulsando el archivo adjunto. Incl. auge estándar para tubos de ensayo de hasta 20 mm Ø.

Descripción Técnica

- Tipo de movimiento: orbitales, 4 mm
- Rango de velocidad (1/min): 300 - 3000 1/min
- Tiempo de aceleración: 3s
- La capacidad del tubo: 1,5 - 50 ml
- Indicador de velocidad: escala (min/max)
- Interruptor: touch / modo continuo
- El tamaño total: 80 x 140 x 70 mm
- Peso: 0.9 kg.
- Potencia: 12 V. 500 mA (adaptador de alimentación externa)
- Marca: Boeco