

APARATO DE JAR TEST - FLOCURADOR 6 PRUEBAS – MOD. JLT6 – VELP



- Tiempo de funcionamiento controlado por microprocesador para operaciones desatendidas.
- Panel trasero iluminado para simplificar la observación de la muestra.
- Varillas de agitación de acero inoxidable de altura ajustable con la ayuda de herramientas.
- Velocidad y tiempo idénticos para todas las posiciones para obtener resultados comparables.
- Resultados fiables y repetibles gracias a la calidad de la agitación VELP.
- Velocidad precisa gracias a un motorreductor de corriente continua controlado electrónicamente.
- Alta resistencia a la corrosión química y mecánica.
- Pantalla LED de alta visibilidad para velocidad y tiempo.

Especificaciones Técnicas

- Estructura: metálica con pintura epoxi
- Panel trasero: retroiluminado y desconectable
- Palanca única: velocidad de agitación igual en todas las posiciones
- Selección de velocidad: 1 RPM
- Regulación electrónica de velocidad: de 10 a 300 RPM
- Temporizador programable: 0 - 999 minutos o 0 - 99 horas (operación continua posible)
- Varillas de acero inoxidable regulables en altura con dispositivo de autobloqueo

- Dimensiones (A x A x P): 935 x 347 x 260 mm
- Fuente de alimentación: 220V / 50-60 Hz
- Potencia: 19 W
- Peso: 17 kg
- Marca: Velp – Italia

