


APARATO DE PRESIÓN CON RELOJ ANEROIDE + FONENDOSCOPIO – BOKANG



Toma presión / esfignomanómetro manual aneroides con brazalete de nylon Bokang[®] y algodón con pasador de metal, doble manguera, reloj con calibración con llave y pera de látex.
Característica principal: deja al profesional con una mano libre.
Resistente a líquidos reactivos para desinfección.

- Rango de medición: 0 - 300 mmHg.
- Precisión: ± 3 mmHg.
- Subdivisión: 2 mmHg.
- Estructurado en acero inoxidable.
- Material del puño: algodón, nylon.
- Vejiga y bulbo: látex, PVC.
- Tubo en Y: PVC
- Campana: Aluminio
- Calibre de aleación de zinc.
- Puntas de los oídos: Plástico



- Fonendoscopio Serie Profesional Single Head Cardiológico Bokang[®] detección de frecuencias agudas, medias y bajas.
- Versátil para su uso en pediatría, adultos y veterinaria: animales de compañía y especies mayores.
- Bolso de vinilo con cremallera.
- Fabricado según las normas BK2001.
- Fabricado según las normas EN 1060-1/2.

