

AUTOCLAVE VERTICAL DE 24 LTS. – WISCONSIN - USA



Autoclave eléctrica con manómetro y termómetro.

Características

- Capacidad: 24 Litros.
- Calentador eléctrico de inmersión Calrod
- Temperatura: Temperatura esterilización regulable, 121°C.
- Construcción: Construido totalmente en aluminio reforzado, con triple sistema de seguridad.
- Aprobado por la ul.
- Pedestal de soporte interior de acero inoxidable.
- Interruptor de encendido/apagado y luz piloto.
- Manómetro de control de vapor.
- Válvula de seguridad de exceso de presión.

Especificaciones Técnicas

- Control automático de temperatura: Fenwal y luz piloto con variación de 5 psi.
- Manómetro de presión: presión de trabajo entre 17 y 21 psi para esterilización. Esta puede variar dependiendo de la altura sobre el nivel del mar.

➤ Dimensiones:

Altura total: 42.5 cms.

Altura de la base: 31.2 cms.

Diámetro interno: 32 cms.

Circunferencia: 103.5 cms.

Peso: 26 lbs/11.8 kilogramos

- Tiempo de Esterilización: Regulable en forma manual, con supervisión del operador.
- Panel de Mandos: Termómetro y manómetro incorporado.
- Cable de tres alambres a tierra con enchufe de seguridad
- Bases de soporte opcionales elevan los esterilizadores electrónicos sobre la mesa o superficies de trabajo para prevenir daños por el calor.
- Consumo: 1650 W.
- Enchufe: 16A deben tener enchufe especial de 16ª.
- Requerimiento Eléctrico: 220V/50Hz o 60Hz.
- Las unidades incluyen un recipiente interno de aluminio y una parrilla.
- Hecho en USA



Nota: Una base de soporte opcional eleva los esterilizadores eléctricos para prevenir que el calor intenso dañe las superficies de trabajo.