

AUTOCLAVE VERTICAL DE 39 LTS. – BELLTRONIC



- Capacidad: 39 Litros
- Construcción sin costuras de extracción profunda de aluminio.
- Robusto, seguro, a prueba de óxido, portátil.
- Para la esterilización con vapor de alta presión de materiales médicos como apósitos e instrumentos quirúrgicos.
- Presión máxima 15 psi / 1.5 bar, temperatura máxima 121°C.
- Equipado con válvula de control / liberación de vapor y mangos de baquelita resistentes al calor de alta calidad.
- Sellado de la tapa mediante junta de goma de alta presión.
- Manómetro con código de colores para mostrar las zonas de esterilización, graduado en kg / cm² y lb / pulgada².
- Equipado con válvula de peso de liberación de presión de seguridad.
- Dimensiones: 300 x 550 mm (diámetro x altura).
- Eléctrico, 220v / 50hz, monofásico.