

**BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN CAPACIDAD 200GR SENSIBILIDAD 0,1GR
MODELO COMPACTA CS200 – OHAUS – USA**



Características Generales

La CS de OHAUS es una balanza ligera, portátil, perfectamente compacta para utilizarse en aplicaciones de laboratorio, industria, educación y domésticas.

Es una balanza de precisión de alta gama, digital resistente y rápida. Nivelación total y amigable. Rápida estabilización, excelente repetibilidad y linealidad.

Características Técnicas

- Capacidad: 200 gr
- Resolución Sensibilidad: 0.1 gr
- Repetibilidad: ± 0.1 g
- Linealidad: ± 0.1 g
- Calibración: externa
- Modos de pesaje: G, LB, OZ, OZT, DWT,
- Capacidad de sobrecarga: 150% de la capacidad
- Tiempo de estabilización (s): ≤ 3 seg.
- Pantalla: LCD
- Alimentación eléctrica: AC. 100-240VAC 0.64^a 50-60 Hz
- Temperatura de operación: 10° a 30°C
- Alimentación eléctrica: Baterías AA
- Humedad de operación: 0% al 80% (31°C)
- Tipo de gabinete: Sin gabinete
- Dimensiones del Platillo: 15 cm
- Dimensiones de la Balanza: 20 x 14 x 4 cm (L x A x H)
- Auto apagado: 5 minutos sin actividad (cuando se use con pilas)
- Peso neto: 470 gr



Funciones estándar

Fácil funcionamiento con dos teclas claramente definidas, indicador de pila baja y función de apagado automático para conservar

la vida de las pilas, protección contra sobrecargas mecánica y por software para proteger la célula de pesaje de posibles daños, calibración externa con sólo pulsar un botón (masas de calibración no incluidas).

Calidad y soporte líder del mercado

Todas las balanzas Ohaus de la Serie CS están fabricadas según el sistema de gestión de calidad registrado ISO 9001:2008

Nuestra robusta construcción y nuestro estricto control de calidad han sido el sello de todos los productos de Ohaus desde hace más de un siglo.

Dimensiones del contorno aprox.

