

**BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN CAPACIDAD 6 KG SENSIBILIDAD 0,1GR
MOD. TM-STC 60001 – REVEL INSTRUMENTS**



Características Técnicas

- Capacidad: 6.0 Kg
- Sensibilidad: 0.1 gr
- Tamaño de Plato: 188 x 148 mm
- Pantalla: LCD retro iluminado de gran brillantez
- Calibración: Externa
- Material plataforma: acero inoxidable
- Salida: RS232
- Temperatura: 15°C a 40°C
- Estabilización: 3 seg
- Tiempo de Calentamiento: 20 - 30 min
- Peso: 3.1 kg
- Medidas: 292 x 218 x 227 mm.
- Voltaje: 220V / 50 Hz