

**BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN 300GR. X 0.01GR. – MOD. SNUG III – 300 – JADEVER**



Ideal para aplicaciones que incluyen laboratorio, joyas, oro, plata, hierbas, control de calidad, necesidades industriales, industriales o cualquier otro Uso.

**Características**

- Alta resolución 1 / 60,000 Equipo de laboratorio escolar Balance de escala de pesaje
- Fácil de ver LCD brillante con LED verde Retroiluminación
- Dispositivo de escudo de viento para un mejor resultado de pesaje
- Anti-interferencia para RS / ESD
- Dispositivos de sobrecarga y transporte.
- Zero / TARE / Pesaje / Pieza Contar / Muestreo / Porcentaje Pesaje / RTC / Comprobar Pesaje Funciones.
- Auto apagado para ahorrar energía
- Símbolo de la batería en LCD para la indicación de baja batería.
- RS -232 como una pantalla posterior estándar (opcional).
- Calibración automática, 13 unidades de peso y contador de piezas.



### Especificaciones

- Capacidad: 300 Grs.
- Precisión: 0,01g.
- Unidades de pesaje: 13 unidades de pesaje (g, kg, ct, lb, onza, onzas troy, grano, peso de un centavo, Momme, Tael de Hong Kong, Tael de Singapur, Tael de Taiwán, Tical tola)
- Rango de temperatura: 0°C~ 40°C
- Potencia: Voltaje: 220 volt, batería recargable 6V/4V
- Monitor: 6 dígitos, 14mm altura de dígitos, Pantalla LCD con luz trasera LED verde
- Incluye cubierta de plástico cortavientos con tapa y sistema de bloqueo de seguridad para transporte.
- Humedad máxima: 85% humedad relativa, sin – condensación
- Tamaño plato: 145 x 125 mm (Inoxidable Acero)
- Dimensiones: 220 x 180 x 60, no considera cámara anti-brisa
- Dimensiones: 220 x 180 x 182, considerando cámara anti-brisa
- Peso neto: 1.15kg
- Peso bruto: 1.85kg
- Fuente de alimentación: Tamaño de 4 C Baterías o adaptadores secos
- Certificación: CE Europeo



