

**BALANZA DIGITAL PARA COLEGIO 2000GR. X 1GR. SOLO PILA 1,5V.
MODELO EMB-2000-0S – KERN**



Balanza de laboratorio de nivel básico con un gran rendimiento de pesaje.

Características

- Operación simple y cómoda con 2 teclas.
- La función de tara facilita el trabajo de formulación.
- Diseño especialmente plano.
- Lista para usar: Pilas incluidas.
- Gancho para pesaje bajo suelo estándar.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad: 200 grs.
- Precisión: 0,01 grs.
- Unidades de medida: g, dwt, ozt, oz
- Linealidad: $\pm 0,02$ g
- Reproducibilidad: 0,01 g
- Tiempo de estabilización: 2,5 s
- Opciones de ajuste: Ajuste con peso externo
- Peso de ajuste recomendado: 200 g (M1)
- Temperatura ambiente: 5 °C – 35 °C
- Dimensiones de la superficie de pesaje ($\varnothing$): 105 mm
- Material de la carcasa: Plástico
- Dimensiones: 170 x 244 x 39 mm
- Material de plato de pesaje: Plástico
- Peso neto: 0,50 kg.