


BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA CON TALLÍMETRO



*Baterías AA no incluidas.

La balanza digital pediátrica es una excelente alternativa para controlar el peso y la estatura de nuestros bebés. Cuenta con conexión a 220 volt y como alternativa puede ser utilizada con baterías AA (4 pilas).

La balanza es portátil y liviana, fácil de transportar con un diseño moderno.

Su visor LCD (93 x 33 mm) permite una clara visualización de los datos entregados. La mejor opción y la más económica, ya sea para su uso en clínicas o en nuestro hogar.

Características

- Temperatura de trabajo: 10 ~ 40°C.
- Humedad Ambiental: < 80%
- Capacidad máxima: 20 Kg.
- Calibración: 5 g.
- Suministro de poder: 4 Baterías AA / 220 Volt.
- Energía Baja: Lo.
- Error de indicación: Err.
- Unidades: Kg o Lb.
- Memoria: Opción para guardar mediciones.
- Desactivador: automático.
- Dimensiones: Alto 11 x Ancho 58 x Largo cm.
- Peso: 3.3 kg aprox.



PANTALLA LCD

ON / OFF / Tare

Kg / Lb switch

FUNCIÓN MEMORIA