

BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA - CAPACIDAD: 20 KG. – MOD. 354 – SECA - ALEMANIA



Báscula electrónica universal para bebés y niños pequeños, con bandeja extraíble para pesaje de pie o acostado.

Dos balanzas en una: para empezar, la balanza seca 354 es un pesabebés con bandeja confortable y una fina graduación de 10 g. En unos pocos instantes, es capaz de convertirse en una báscula de plataforma con una capacidad de 20 kg, para el pesaje de niños pequeños. La bandeja y la base, que sirve de báscula de plataforma, están unidas firme y sólidamente, ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé. Otra ventaja de esta báscula es la función Breast Milk Intake (BMIF), que permite determinar la cantidad exacta de leche materna ingerida por el lactante. Robusta, pero de muy bajo peso y con teclas que se explican por sí solas, esta báscula es fácil de transportar y de usar.

Pesabebés y báscula para niños en uno

Para transformar el pesabebés en una báscula plana sólo tiene que pulsar una tecla, y la unión entre la artesa de pesaje y la base se desbloquea. La unión fija entre la artesa y la base en estado de bloqueo permite levantar sin problemas y transportar de forma segura el pesabebés.





La alimentación juega un papel fundamental en el desarrollo sano del recién nacido. Con el pesabebés seca 354 puede controlarse a diario con sólo pulsar un botón cuanta leche ha ingerido el bebé durante la última toma. Esta balanza no sólo es una herramienta ideal para salas de lactancia, consultas pediátricas y puericultoras, sino también para que los propios padres puedan controlar en casa el peso y la ingesta de leche de su recién nacido.

Recogimiento y protección.

La forma redondeada de la bandeja con paredes laterales ligeramente elevadas da una sensación de recogimiento lo que hace que el pesaje sea cómodo y seguro. Soltando la bandeja de la base se obtiene una báscula electrónica plana plenamente operativa con una capacidad de hasta 20 Kg. Mediante la función de ingesta de leche materna (BMIF) puede determinarse la cantidad de leche ingerida por el bebé durante la toma. Pulsando un botón se memoriza el peso del bebé antes de la toma y se resta del peso actual al volver a pesar el bebé tras la toma.

Manejo intuitivo mediante funciones de teclas

Un concepto de manejo intuitivo con teclas autoexplicativas garantiza un fácil manejo. La función HOLD permite alimentar primero al bebé tras el pesaje antes de proceder a la lectura del peso. Con la función TARA se taran pañales o bases blandas.

Móvil y robusta para el transporte

Su construcción compacta y robusta convierte esta balanza en un utensilio predestinado para todos aquellos que tengan que ocuparse de un modo móvil de la salud de su bebé. Sus pilas de bajo consumo de energía – hasta 20.000 pesajes con un único juego de pilas – permiten transportar la báscula con total facilidad. La práctica maleta seca 414 opcional con correa de transporte facilita el uso móvil y protege el pesabebés.



Datos Técnicos

- Capacidad: 20 Kg.
- División: 5 g < 10 kg > 15 g.
- Dimensiones (A x A x P): 552 x 156 x 332 mm.
- Dimensiones/Superficie de pesaje (A x A x P): 525 x 80 x 250 mm.
- Dimensiones/plataforma (A x A x P): 280 x 65 x 235 mm.
- Peso neto: 2.3 Kg.
- Alimentación: Pilas
- Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática, medición móvil.

