

**BALANZA DIGITAL ADULTO DE COLUMNA CON TALLÍMETRO - CAPACIDAD: 200KG.
DIVISIÓN: 100G. – MOD. 769 – SECA - ALEMANIA**



La báscula seca 769 se puede utilizar para una gran diversidad de aplicaciones, requiere poco mantenimiento y presta sus servicios en cualquier sitio, gracias a un funcionamiento económico por pilas. Por eso, es ideal para el uso diario en hospitales y consultorios médicos. Gracias a sus ruedas de transporte, se desplaza con toda facilidad. Además, viene equipada con funciones inteligentes. La función BMI, por ejemplo, permite la comprobación segura del estado nutricional del paciente.

Funciones inteligentes para una utilización múltiple.

En hospitales y consultorios médicos es absolutamente necesario poder evaluar el estado nutricional del paciente. Para estos fines, la pesapersonas seca 769 ofrece una función IMC que mide el contenido de grasa corporal en relación a la estatura. La función auto-HOLD también alivia la tarea diaria: se ocupa de seguir indicando el resultado en la báscula ya descargada. Esto permite atender debidamente al paciente antes de anotar el peso. Con la función TARA, se compensan los pesos adicionales que no deben incluirse en el resultado de pesaje.

**Báscula electrónica de columna, con función BMI,
bajo mantenimiento y fácil de transportar.**



La Pantalla

Para comprobar el BMI,
simplemente se presiona una tecla.

Datos Técnicos

- Capacidad: 200 Kg.
- División: 100 g.
- Dimensiones (A x A x P): 294 x 831 x 417 mm.
- Dimensiones plataforma (A x A x P): 272 x 75 x 280 mm.
- Alimentación: Pilas, red eléctrica.
- Funciones: TARA, auto-HOLD, BMI, conmutación kg/lbs, desconexión automática.
- Peso neto: 6.2 Kg.
- CE: CE 0123



La Plataforma

El recubrimiento antideslizante de la plataforma garantiza un máximo de seguridad durante el acceso.

