

BALANZA MECÁNICA ADULTO CON TALLÍMETRO



La balanza para adultos con tallímetro incorporado es imprescindible en cualquier centro médico, esta balanza mecánica cuenta con una estructura sólida y estable, ideal para alto flujo de pacientes en salas de hospital. Fácil de calibrar y adaptable a distintas superficies, posee un tallímetro que permite rescatar la información de la altura del paciente.

La balanza tiene una capacidad máxima de hasta 200 kg y una altura telescópica de 75 a 200 cm de altura. Está fabricada con materiales de alta resistencia para extender su vida útil.

Características

- Base antideslizante con área de la plataforma 37 x 5 x 27 cm.
- Estructura de acero con pintura térmica.
- Medición Altura Paciente.
- Tallímetro Telescópico: 75 a 200 cm altura.
- División: 0,5 cm.
- Capacidad Máxima: 200 Kg.
- División: 100 gr.
- Dimensiones: Alto 148 x Ancho 43 x Largo 53 cm.
- Peso: 15 kg aprox.

