

**BALANZA MECÁNICA PEDIÁTRICA - CAPACIDAD: 16 KG.
DIVISIÓN: 5 G. – MOD. 725 – SECA - ALEMANIA**



Balanza mecánica con pesas deslizantes

Este modelo combina una construcción clásica con un mecanismo de pesaje refinado. Con las pesas que se deslizan con suavidad y precisión, la comprobación exacta del peso es un juego de niños. La suave concavidad de la bandeja brinda seguridad durante el pesaje. Y el ajuste a cero permite la comprobación confiable del peso neto en todo momento, así, por ejemplo, permite eliminar fácilmente la tara de una colchoneta o de un pañal, realizando el ajuste a cero antes de la operación de pesaje. El barnizado resistente a golpes y rayaduras, sumamente fácil de cuidar y limpiar, es un factor más que garantiza una prolongada vida útil.

El peso de un bebé aumenta con gran velocidad; a los seis meses, ya se ha duplicado. Y en cuanto el bebé comience a gatear y a correr, alguno que otro gramo de grasa desaparecerá rápidamente. Para controlar el desarrollo del bebé desde el principio y con un máximo de seguridad, los consultorios pediátricos necesitan contar con instrumentos fiables y duraderos y con un pesabebés que funcione en cualquier entorno.



Diseño clásico y mecánica de alta precisión

La balanza seca 725 combina la clásica construcción plana con una mecánica de alta precisión. Con pesas que se deslizan suavemente, es fácil de usar y ofrece resultados exactos. La bandeja de pesaje suavemente curvada ofrece un alojamiento seguro para el bebé, y la robusta construcción y las palancas de fundición de acero aseguran muchos años de pesaje preciso.

Comprobación exacta del peso gracias al ajuste a cero

El ajuste a cero asegura la comprobación fiable del peso neto. Así, la tara de una colchoneta puede eliminarse fácilmente, y lo que queda es el peso real del bebé. La barra de la báscula ofrece escalas sumamente pequeñas, de 5 g. La capacidad es de 16 kg. La precisión que ofrecen estas graduaciones difícilmente se encontrará en algún otro pesabebés mecánico; y justamente por ser mecánica, esta báscula ofrece un máximo de fiabilidad.



Fácil de utilizar y transportable

La bandeja de pesaje se puede extraer fácilmente de la base para limpiarla. Con un acabado de alta resistencia y resistente a rasguños y una superficie suave y sin costuras, la balanza es extremadamente fácil de limpiar.

Datos Técnicos

- Capacidad: 16 Kg.
- División: 5 g.
- Dimensiones (A x A x P): 550 x 180 x 290 mm
- Dimensiones/Superficie de pesaje (A x A x P): 550 x 110 x 270 mm.
- Dimensiones/plataforma (A x A x P): 280 x 65 x 235 mm.
- Peso neto: 6.4 Kg.
- Alimentación: Pilas
- Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática.