

**BALANZA MECÁNICA ADULTO CON TALLÍMETRO - CAPACIDAD 220KG.
DIVISIÓN: 50GRS. – MOD. 700 – SECA - ALEMANIA**



Una técnica indestructible y una precisión absoluta son condiciones indispensables que debe ofrecer una báscula para el servicio cotidiano en los centros de salud profesionales. La probada pesa personas de columna con su característica barra de pesas deslizantes a la altura de los ojos goza de un gran prestigio, ante todo en los consultorios médicos.

Alta capacidad y amplia plataforma

Con su capacidad de hasta 220 kg, la balanza seca 700 se ha diseñado específicamente para el pesaje de pacientes con sobrepeso; las generosas dimensiones y la escasa altura de la plataforma facilitan la subida a la báscula, y la superficie antideslizante con estructura ranurada ofrece una seguridad adicional para los pies. En el acabado se han cuidado hasta los últimos detalles para asegurar una larga vida útil.



La construcción plana y amplia facilita el acceso y asegura la posición de pie sobre la balanza.



Manejo sencillo y lectura confortable a la altura de los ojos

La escala dispuesta a la altura de los ojos para una cómoda lectura está impresa de ambos lados; así, puede ser manejada desde la misma báscula o también por una persona situada delante de ella. Las cifras de gran tamaño facilitan una lectura rápida del peso. Un sellado especial impide el desgaste de la escala, incluso después de varios años de uso.

Sólida construcción de hierro fundido y ruedas integradas para su transporte

La estructura inferior de la balanza, realizada en hierro fundido, soporta hasta los usos más intensivos. La pintura especial del sistema de palancas protege la vida interior contra la corrosión, asegurando resultados precisos a largo plazo. Pese a su construcción compacta, la balanza se puede transportar sobre sus ruedas fácil y rápidamente hasta donde se la necesite. Equipada adicionalmente con el tallímetro telescópico seca 220, la pesa personas permite realizar el pesaje y la medición en una sola operación, con el consiguiente ahorro de tiempo.

Datos Técnicos

- Capacidad: 220 Kg. / 160 Kg.
- División: 50 g. o 100 g.
- Dimensiones (A x A x P): 520 x 1,556 x 520 mm.
- Dimensiones/plataforma (A x A x P): 335 x 80 x 345 mm.
- Peso neto: 16.2 Kg.
- Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática, función de ajuste a cero, ruedas de transporte.

