

BALANZA MECÁNICA PEDIÁTRICA CAPACIDAD DE HASTA 16 KGS.



Balanza mecánica pediátrica permite realizar el pesaje de los bebés de forma más fácil y segura. Además, cuenta con un sistema especial de amortiguación que absorbe las fluctuaciones causadas por el movimiento. La balanza garantiza una larga duración, su platillo de acero y sus pesas corredizas están diseñadas en material de alta calidad y resistencia. De construcción sólida, cerrada para mantenimiento higiénico y carcasa de acero esmaltado al horno de color blanco duradero.

- Dimensiones: Alto 19 x Ancho 55 x Largo 20 cm.
- Peso: 6 kg aprox.



Platillo de acero esmaltado
Curvo de fácil limpieza

