

BIOMBO ESMALTADO 3 CUERPOS



El **Biombo de 3 Cuerpos** permite de forma simple y rápida generar separaciones en salas de urgencia, box o similares. Es un separador plegable y rodable.

- Estructura en acero esmaltado, terminado con pintura electrostática.
- Cuenta con ruedas de 2".
- Tela lavable.
- Dimensiones Biombo: Ancho 193 cm x Alto 180 cm – Ancho plegado: 66cm.
- Dimensiones Tela: Alto 130 cm x Ancho 0.59 – 0.63
- Fabricación nacional.
- Peso: 10 kg aprox.

