

## BIOMBO PLOMADO CON VISOR



Biombo especial para reducir la exposición a las radiaciones nocivas de RX, manteniendo "concepto abierto".

- Visualización del paciente a través de la ventana de vidrio de seguridad de plomo.
- Paneles durables de lámina de plomo forrados en sólida melanina con marcos de aluminio.
- Rodante, fácil de trasladar.
- Construido para perdurar.
- Vidrio plomado de 12 x 15 cm.
- Adaptable, diseñado para cualquier espacio disponible en una sala de RX, sala de emergencia u otra.
- Mirilla Lead Safety Glass (vidrio laminado con capa intermedia. Este Lead Safety Glass es de cristal a prueba de RX cumple con los requisitos de la norma ANSI Z97.1-1984 y 16 CFR 1.201 Cat. II)
- Medidas:            Altura: 1.85 mts.  
                          Ancho: 0.80 mts.  
                          Ancho ruedas: 0.48 mts.  
                          Espesor: 30 mm.
- Peso aprox: 60Kg.