

CAMILLA DE RESCATE PLEGABLE 2 PLIEGUES CON BOLSO con estructura de aluminio



La camilla plegable es la respuesta a las emergencias que puedan ocurrir en todo tipo de terreno, de fácil o difícil acceso. Esta práctica camilla es ligera y compacta, fácil de desplegar y no utiliza mucho espacio de almacenaje como otras camillas del mercado. Uso general en hospitales, gimnasios, ambulancias y el ejército o cualquier lugar donde exista afluencia de público.

Esta camilla plegable cuenta con un bolso de transporte que entrega la posibilidad de transportarla hacia espacios reducidos. Su estructura de aluminio sólida más su lona de PVC revestido de vinilo impermeable permite transportar a los pacientes heridos con toda seguridad y rapidez. También incluye correas de sujeción tipo cinturón ajustables.

- La camilla plegable es de alta resistencia.
- Es de peso ligero y portátil, segura de usar.
- Carga máxima 160 Kg.
- Dimensiones Alto 213 x Ancho 50 x Largo 220 cm.
- Peso: 6 Kg. aprox.

