

## CAMILLA GINECOLÓGICA



- Estructura en acero tubular de 1 ¼" x 1,5mm. de espesor.
- Esmaltada color gris.
- Acero inoxidable bajo asiento.
- Regatón de goma en sus cuatro patas.
- Mesa con movimiento Trendelenburg.
- Respaldo se puede inclinar hasta 90° o bien bajarlo para que el paciente quede con su espalda acostada.
- Acolchado espuma densidad 21.
- Tapizada en Tevinil, material sintético impermeable, fácil de desinfectar, limpiar o lavar.
- Porta toallas en el respaldo.
- Escabel incorporado a la mesa con goma antideslizante en su cubierta.
- Fabricación nacional.
- Medidas:           Alto: 0.84 mt.  
                          Ancho: 0.70 mt.  
                          Largo: 1.40 mt.
- Peso: 31 Kgs.
- Resistencia: 200 Kgs. Aprox.



\* Opcional color tapiz (consultar por stock y valores): Azul, verde pistacho, beige, naranja, amarillo, morado y celeste.