

CAMILLA MASAJE PLEGABLE PORTÁTIL CON ORIFICIO FACIAL



La camilla de masaje de dos secciones es una herramienta esencial diseñada para atender a pacientes en centros de masajes, centros de estética, servicios a domicilio, entre otros. Su diseño plegable la convierte en un producto altamente práctico, facilitando su transporte y almacenamiento cuando no está en uso. Esta camilla proporciona una superficie cómoda y estable para que los profesionales realicen tratamientos de masaje de manera efectiva.

- Estructura en tubo de acero esmaltado.
- Cubierta de madera aglomerada tapizada en tevinil acolchada de 5 cm.
- Con orificio facial.
- Plegable tipo maleta.
- Manilla de transporte
- Con ruedas para traslado.
- 4 patas terminadas en regatón antideslizante.
- 4 ruedas doble giro de 2" sin freno en su costado para fácil transporte.
- Medidas: Alto total: 80 cm.
Largo: 180 cm.
Ancho: 60 cm.
- Peso: 16 kg. aprox.
- Color gris.